



Vaya Verde Con Envy



Fácil para usted
Fácil para los instrumentos
Fácil para el medio ambiente

Muchos productos para limpiar cubetas contienen ingredientes activos, como carbonato de sodio que puede causar quemaduras, e irritar los ojos. La inmersión prolongada de cubetas metálicas en esta soluciones también puede causar corrosión. Además, la liberación de estos productos químicos peligrosos en el sistema de agua pueden ser tóxicos para las plantas y animales acuáticos.

Limpia sin productos químicos perjudiciales

Green Envy™ disuelve alginato y residuos de yeso por interacción en lugar de atacarlos con químicos corrosivos. Los residuos se enjuagan-no hay necesidad de raspar o socavar.

pH neutro

Green Envy™ no es ni ácido ni alcalino y es suave para la piel. Se puede manejar con seguridad y no causa corrosión a los instrumentos de metal.

No tóxico

Green Envy™ no contiene componentes tóxicos que representen un riesgo para los usuarios. Esto también reduce los riesgos en el flujo de residuos municipales y daño al ecosistema por productos químicos persistentes.

Bio degradable

Green Envy™ se descompone por micro-organismos en compuestos más simples, más estables. Se descompone sin ocasionar contaminación ambiental.

Fácil de usar

Simplemente mezcle Green Envy™ con agua de acuerdo a las instrucciones, sumerja los instrumentos de 15-30 minutos, luego cepille o enjuague con agua tibia. Lo único que queda atrás es un ligero y fresco aroma a cítricos.

Green Envy™
LIMPIADOR
DE CUBETAS

Ítem No. 09635
2.2 lb. (1.0 kg.) Jarra



RESTORATIVE ORAL HEALTH
Whip Mix Corporation
361 Farmington Avenue
Louisville, KY 40209
www.whipmix.com